



かんたんマニュアル

管理者さま向け Ver 1.0



「話す」だけで、介護の仕事をシンプルに。

ハナストは、介護の記録、連絡、申し送りなど、介護スタッフの間接業務を
AI x 音声入力でサポートする、現場の声から生まれたAIアプリです。

目次

1.アプリのインストール 03 - 06

1.イヤホンとiPhoneの接続

- ・ A. ペアリング（Bluetoothの初回接続方法） 08
- ・ B.使用する上での注意事項 11
- ・ C.使用する上での注意事項 14

2.ログイン方法


- ・ A.初回ログイン 16
- ・ B.設定と確認 20

1.アプリのインストール



ハナスト

1. アプリのインストール



ホーム画面より、
「App Store」を開きます。




App Store内で
「ハナスト」と検索します。

1.アプリのインストール




「ハナスト」アプリが表示されますので「入手」をタップするとインストールが始まります。




インストールが完了したらアプリを開きます。

1.アプリのインストール



この画面になっていることを
確認して**アプリを閉じます**。



「**ハナスト**」アプリが
インストールできたことを
確認します。

2.イヤホンとiPhoneの接続

A.ペアリング


（ Bluetoothの初回接続方法 ）

B.使用する上での注意事項

C.使用する上での注意事項

2.イヤホンとiPhoneの接続

A. ペ어링 (Bluetoothの初回接続方法)



ホーム画面より、
「設定」を開きます。



Bluetoothを
タップします。

-  「ハナスト」推奨のOpenComm骨伝導イヤホンをお使いの場合の手順です。
-  推奨以外のイヤホンをお使いの場合は、イヤホン付属の説明書をご確認ください。

2.イヤホンとiPhoneの接続

A. ペアリング（Bluetoothの初回接続方法）



Bluetoothを
ONに切り替えます。



1.OpenCommを**電源オフの
状態**にしてください。

2.LEDインジゲータが
赤と青に点滅するまで、
音量+ボタンを**押し続けます**。

i イヤホンから「アフターショックスへようこそ」>「ペアリングモードです」と音声案内がされます。

2.イヤホンとiPhoneの接続

A. ペアリング（Bluetoothの初回接続方法）



「OpenComm by AfterShokz」がデバイスの選択肢に出てきたらタップします。

- i 選択肢に該当デバイスが出てこない場合、BluetoothのON / OFFを何度か切り替えてください。



接続済みになっていることを確認ください。

- i イヤホンから「接続しました」と音声案内がされます。
- i 初回ペアリング以降は、ヘッドセットの音量+ボタンを長押しして電源をオンにして、端末のBluetooth設定を開き「OpenComm by AfterShokz」を選択します。

2.イヤホンとiPhoneの接続

B. 導入前の準備



接続されたデバイスの
「i」をタップします。



名前部分をタップし
接続するヘッドセット名を
変更します。


i 同じ場所で複数のヘッドセットを管理・使用する場合はヘッドセット名を変更すると分かりやすく、接続がスムーズに行えます。

2.イヤホンとiPhoneの接続

B. 導入前の準備



接続されたデバイスの
「i」をタップします。




どのイヤホンと接続するのか
が一目で分かるように
変更しておきます。
(例：ユニット1-1)

2.イヤホンとiPhoneの接続

B. 導入前の準備



イヤホン名が変更されている
ことを確認します。



イヤホンにも同じように
シールを貼ることで
(例：ユニット1-1)
接続間違いを
防ぐことができます。

2.イヤホンとiPhoneの接続

C.使用する上での注意事項



イヤホンは**スマートフォンとBluetoothで接続された状態**でのみ使用できます。
イヤホンと**スマートフォンの距離が離れてしまうとBluetooth接続が切れてしまう**のでご注意ください。

- i** イヤホンの充電が業務中に切れないようご注意ください。
1回の充電でバッテリーは8時間持続し、14日間待機モード（電源をオンにした状態）を持続できます。
5分間の充電で最大2時間の通話相当の使用が可能になりますが、0%の状態から満充電までは1時間かかります。


3.ログイン方法

A.初回ログイン


B.設定と確認

3.ログイン方法

A.初回ログイン時



「ハナスト」アプリを
起動します。



「事業所コード」入力欄に、
事業所コードを入力し「OK」
をタップします。

i 事業所コードはハナスト専用のコードです。
不明な場合は管理者様にお尋ねください。


3.ログイン方法

A.初回ログイン時



CAREKARTE (ケアカルテ)ID
と**パスワード**を入力し、
「**ログイン**」をタップしま
す。

i CAREKARTE IDとパスワードはCAREKARTE
ログイン時と同じ職員IDとパスワードです。
不明な場合は管理者様にお尋ねください。



ご利用開始前に「**利用規約・
プライバシーポリシー**」を
タップし内容をご確認くださ
い。同意いただける場合は
「**利用を開始する**」ボタンを
タップしてください。

i 事業所コードはハナスト専用のコードです。
不明な場合は管理者様にお尋ねください。

3.ログイン方法

A.初回ログイン時



記録を担当する
ユニットを選択します。
施設全体を担当している場合
は**施設全体を選択します。**



「OK」ボタンを
タップします。

3.ログイン方法

A.初回ログイン時



呼び名とは、ハナストを使用
する際のご**利用者の呼び方**の
ことです。

この呼び方で発話するとハナ
ストが該当のご**利用者の記録**
を作成します。

i 苗字が同じご利用者は呼び名を変更します。
※ 変更場所はP22画面構成：設定と情報で
ご案内します。



「OK」ボタンを
タップします。

3.ログイン方法

B.設定と確認



全てのアイコンが青色になっていることを確認して「OK」ボタンをタップしてください。



アイコンがグレーになっている場合は、それぞれ設定が必要です。

3.ログイン方法

B.設定と確認



「ヘルプ」をタップし、接続方法を確認し、接続を完了します。


ヘッドセットを**ペアリングモード**にして、iPhoneと接続させます。接続方法の詳細は**2-A**に記載しています。




「>」をタップし、マイク接続、**音声認識の許可**を行います。

3.ログイン方法

B.設定と確認



ハナストアプリの設定画面の
「マイク」と「音声認識」を
タップしONへ切り替えま
す。



3.ログイン方法

B.設定と確認




「ヘルプ」をタップし、マナーモード解除の方法を確認ください。

3.ログイン方法

B.設定と確認



iPhoneの側面にあるスイッチを切り替え、**オレンジ色が見えない状態**にしてください。



3.ログイン方法

B.設定と確認



解除すると「**消音モードオフ**」という表示になります。
使用中は常にマナーモードを
解除してご利用ください。



「再生」をタップし、
音量を確認してください。
音量はiPhone本体側面にある
音量ボタンを押して調節して
ください。